

Passformbestimmung

Sie haben sich bereits für ein Modell aus unserem Katalog entschieden, sind sich aber unsicher, welche Größe Sie wählen sollen?

Wichtig für die **Passformbestimmung** sind die ersten beiden Ziffern unserer fünfstelligen Artikelnummer. Lautet die Artikelnummer z. B. 31311, dann verwenden Sie zur **Passformbestimmung** bitte die Tabelle der Form 31. Bitte nehmen Sie die Messung im Stehen am unbedeckten Fuß vor.



Schritt 1: Stellen Sie Ihren Fuß mit der Ferse an einen Buchrücken. Zeichnen Sie Ihren Fußmriß auf ein Blatt Papier.



Schritt 2: Messen Sie nun Ihre Fußlänge von der Ferse bis zur Fußspitze, geben Sie 5-7 mm zum gemessenen Wert dazu und suchen Sie dann den nächst größeren Wert in der Tabellenspalte **a**.



Schritt 3: Um Ihre Fußweite zu messen, legen Sie das Maßband ganz ohne Spannung um die breiteste Stelle Ihres Fußes. Suchen Sie dann nach dem gemessenen Wert in der Tabellenspalte **e**.



Video ansehen

Größen-Umrechnungstabelle

ENGLISCH	DEUTSCH
3 ...	35 ¹ / ₃
3,5 ...	36
4 ...	36 ² / ₃
4,5 ...	37 ¹ / ₃
5 ...	38
5,5 ...	38 ² / ₃
6 ...	39 ¹ / ₃
6,5 ...	40
7 ...	40 ² / ₃
7,5 ...	41 ¹ / ₃
8 ...	42
8,5 ...	42 ² / ₃
9 ...	43 ¹ / ₃
9,5 ...	44
10 ...	44 ² / ₃
10,5 ...	45 ¹ / ₃
11 ...	46
11,5 ...	46 ² / ₃
12 ...	47 ¹ / ₃
12,5 ...	48
13 ...	48 ² / ₃
13,5 ...	49 ¹ / ₃
14 ...	50

Form 31: Weite H • Maße in mm

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43
a	236	242	249	255	262	268	274	280
e	230	235	240	245	250	255	260	265

Form 58: Weite L • Maße in mm **Hinweis:** Der Artikel fällt eine Größe kleiner aus.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	48
a	230	238	243	248	255	262	270	275	283	290	298	312
e	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	300

Form 60: Weite L • Form 62: Weite L • Maße in mm

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50
a	240	246	253	260	267	272	278	285	292	299	304	312	322	338
e	251	256	261	266	271	276	281	286	291	296	301	306	311	321

Form 60: Weite XXL/R • Maße in mm

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50
a	240	246	253	260	267	272	278	285	292	299	304	312	322	338
e	270	275	279	284	288	293	297	302	307	311	315	319	323	331

Form 61: Weite F • Maße in mm

Größe	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
a	228	234	238	243	248	250	255	258	262	268	272
e	209,1	212,3	215,3	218	221	223,9	226,7	229,4	232,4	235,3	238,4

Form 65: Weite K • Maße in mm

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
a	232	239	246	253	260	267	274	281	288
e	256	261	264	268	272	276	280	285	290

Form 74, 75, 76 : Weite L • Maße in mm

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
a	241	247	254	260	266	273	280	285	292	299	306	312
e	251	256	261	266	271	276	281	286	291	296	301	306

Form 75, 76: Weite R • Maße in mm

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
a	241	247	254	260	266	273	280	285	292	299	306	312
e	268	273	278	283	288	293	298	303	308	313	318	323

Form 77: Weite K • Maße in mm

Größe	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
a	228	232	237	242	247	250	254	258	263	268	272
e	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275

Form 78: Weite H • Maße in mm

Größe	40	41	42	43	44	45	46	47
a	266	273	280	285	292	299	306	312
e	266	270	274	278	282	286	290	294

Form 79: Weite H • Maße in mm

Größe	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
a	232	236	240	244	248	252	256	260	265	269	273
e	224	227	230	233	237	240	243	246	249	253	256

Form 82: Weite H • Maße in mm

Größe	41	42	43	44	45	46	47	48
a	265	270	280	285	290	297	305	310
e	252	255	257	260	265	270	275	280

Form 87: Weite K • Maße in mm

Größe	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
a	234	238	243	248	253	256	260	264	269	274	278
e	222	227	232	237	242	247	252	257	262	267	272



WEITE F Unterweite für schmale Füße



WEITE G Normalweite für normal entwickelte Füße



WEITE H leichte Überweite für kräftige oder leicht geschwollene Füße



WEITE K größere Überweite für sehr kräftige oder stark geschwollene Füße



WEITE L Verbandschuhweite für sehr stark geschwollene oder verbundene Füße



WEITE R extreme Weite für sehr dicke Verbände, Lymphödempatienten



WEITE XXL extreme Weite für sehr dicke Verbände, Lymphödempatienten