



Varomed

Das Original mit dem V



+49 9971 4872 0  www.florett.de

édition 27

**« Que chaque personne puisse
trouver des chaussures qui
lui conviennent ! »**

Sarah Constanze Schubert





Bienvenue dans le nouveau catalogue Varomed Quand le confort rencontre l'expertise médicale

Chers clients, chères clientes,

Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à nos produits !

Depuis 1959, nous développons et fabriquons des chaussures spéciales fonctionnelles de haute qualité. En tant qu'entreprise familiale dirigée par son propriétaire, nous travaillons au cœur de la forêt bavaroise. Notre objectif : offrir des solutions adaptées aux personnes souffrant de problèmes de pieds.

Notre politique qualité constitue la base de notre action :

- Le bien-être et la santé podologique de nos utilisateurs sont au cœur de nos priorités.
- La production en Allemagne représente pour nous un engagement clair en faveur de la qualité, de l'éthique et de la responsabilité.
- Nous sélectionnons nos fournisseurs en tenant compte des normes européennes, des circuits courts et d'une production durable.
- Nous favorisons les partenaires qui accordent une attention particulière au bien-être animal et à la responsabilité écologique.
- Nous fabriquons des chaussures médicales de haute qualité, conformes aux exigences légales ainsi qu'à nos propres standards.
- Nous misons sur l'amélioration continue et l'innovation pour garantir la pérennité de notre entreprise.
- Notre équipe est qualifiée, engagée et reconnue à sa juste valeur.

Depuis de nombreuses années, nous collaborons étroitement avec des spécialistes de l'orthopédie, des cliniques, du secteur des soins et du commerce de matériel médical. Nous intégrons les retours d'expérience dans le développement de nos produits. De nombreux modèles Varomed figurent dans le répertoire allemand des produits auxiliaires et peuvent être prescrits par un médecin.

La mobilité est synonyme de qualité de vie. Ce catalogue présente plus de 65 ans d'expérience, un savoir-faire régional et la passion d'allier fonction et esthétique.

Un bon service fait toute la différence – mon équipe et moi-même nous engageons pleinement à le garantir.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à feuilleter et à découvrir ce catalogue.

Cordialement,

Sarah Constance Schubert
Directrice générale de Florett GmbH

Sommaire – Ce qui vous attend

Introduction

- 05 Varomed offre plus
- 05 Chaussures avec ticket modérateur
- 06 Légende des symboles
- 07 Matière & forme
- 08 Largeurs & pointures
- 10 Aperçu des articles
- 15 Chaussures à l'unité

Gammes



17 Chaussures paramédicales



39 Chaussures stretch



51 Chaussures pour diabétiques



55 Chaussures prophylactiques



59 Chaussons



67 Bottes

Services

- 70 Services supplémentaires
- 71 Accessoires
- 74 Index

Coordonnées :

Florett GmbH

Weinbergstraße 15, 93413 Cham,
Allemagne

Horaires de bureau :

Lun. - jeu. 7 : 30 - 16 : 30
Ven. 7 : 30 - 12 : 30

Pour commander :

- +49 9971 4872 0
- +49 9971 4872 10
- verkauf@florett.de
- www.florett.de

Pour tout renseignement:

+49 9971 4872 0
info@florett.de

Vous trouverez toutes les informations concernant vos retours dans nos CGV sur notre site web www.florett.de

Varomed offre plus

Marquage „CE“ - produits médicaux certifiés	Production de chaussures en Allemagne Made in Germany	Pas de quantités minimales d'achat	Nombreux articles en stock disponibles toute l'année
Deux collections d'articles saisonniers supplémentaires par an	Largeurs spéciales, notamment pour les pieds très forts.	Réception des commandes par téléphone, boutique en ligne bien structurée	Livraison gratuite à partir de 250,- €.

Chaussures Varomed avec ticket modérateur

Chaussures Varomed avec numéro de produit auxiliaire

Des soins médicaux confortables

Nous sommes un fabricant certifié de dispositifs médicaux conformément aux exigences du règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR). Beaucoup de nos modèles répondent aux exigences des soins médicaux et sont remboursables dans le cadre des systèmes de santé nationaux de différents pays, par exemple en Allemagne via le répertoire des produits auxiliaires ou en France en tant que produit CHUT. Le remboursement dépend des réglementations nationales en vigueur. Les articles marqués de notre gamme sont enregistrés en conséquence et offrent une qualité testée, un confort de port élevé et des avantages médicaux. Pour le marché français, vous trouverez le numéro CHUT correspondant directement près de l'article. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'assurance maladie compétente pour savoir si une prise en charge (partielle) des frais est possible.

Aperçu du répertoire des produits auxiliaire

Articles avec numéros de produit auxiliaire

60920	Genua	7169191
60928	Genua Hiver II	7169191
60970	Innsbruck	7169191
60420	Dublin XXL	7169191
60410	Roma XXL	7169191
60930	Garmisch	7169191
60910	Meran	7169191
60460	Meran XXL	7169191
60882	Florenz	7169191
60960	Lindau	7169191
58890	Lugano	7169191
58882	Göteborg	7169191
58880	Malmö	7169191
58881	Stockholm	7169191
06450	Rijeka	7169191
60820	Vancouver	7169191
60810	Tromsö	7169191
60310	Chaussure Lymph à lacets	7169191
60320	Sandale Lymph	7169191
31311	Strasbourg	7169191
79151	Tallinn	7169191
79281	Madrid	7169191
79142	Budapest	7169191
79703	Moskau	7169191
06325	Isabelle	7169191

MUSTER

Krankenkasse		Name, Vorname des Versicherten		geb. am	
Mustermann, Max		Musterstraße 10		01.01.76	
00000 Musterstadt		Kassen-Nr.		1234567891	
123456789		A1234567891		1	
12-12345678		123456-7-89		16.05.2022	
Rp. 31.03.03.4XXX					
Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, ggf. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang über einen Délkaren Zeitraum verläuft und zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt					
Bei Antragsstellung		Abgabedatum		Listenschlüssel	
Urtätigkeit		Listenschlüssel der Antragsnummer		Jahres-Nr. 2023	

Veillez demander notre dépliant du répertoire de produits auxiliaires.



Légende



Le symbole CE

Ce produit répond aux exigences des dispositifs médicaux et est conforme au règlement (UE) 2017/745 (MDR), comme attesté par notre déclaration de conformité.



Adaptées pour les semelles personnelles

Presque tous les modèles sont conçus pour accueillir des semelles sur mesure.



Chaussure d'hiver

Nous proposons également des chaussures spécialement adaptées à la saison froide.



Doublure chaude

Nous avons doublé ce modèle de laine vierge ou de toison d'agneau pour le rendre plus chaud et agréable.



Plus 1 cm de hauteur au niveau des orteils

Ces chaussures sont particulièrement larges et offrent au niveau des orteils 1 cm de hauteur supplémentaire par rapport aux autres chaussures paramédicales.



Imperméable à l'eau

Nous ne vous laissons pas sous la pluie ! Si vous voyez ce symbole vous recevez une chaussure qui possède des propriétés imperméables à l'eau.



Modèles unisexes



Modèles pour femmes



Modèles pour hommes



Chaussures paramédicales et thérapeutiques

Les largeurs L & R offrent beaucoup de volume



Chaussures stretch

Soulagement de la pression aux zones sensibles



Chaussures prophylactiques

Protection pour pieds exigeants



Chaussures pour diabétiques

Adaptées aux besoins des diabétiques



Chaussons

Confortables à la maison



Lavable

Retirez la semelle et appliquez soigneusement les fermetures velcro avant de passer les chaussures au lavage. Placez les chaussures dans un sac de lavage ou une housse. Optez pour le programme de lavage délicat avec vitesse d'essorage la plus basse possible et utilisez notre lessive spéciale Varomed pour les chaussures.

Nous vous recommandons pour le séchage de garnir les chaussures de papier ménager et de les laisser sécher en douceur. Veillez à ce qu'elles ne soient pas exposées directement à une source de chaleur (radiateur, poêle, cheminée, etc.).



Varotex-membrane

Pour des pieds chauds et secs en hiver, membrane déperlante, coupe-vent et respirante.

La matière

Dessus



Microvelours

Moelleux, résistant et facile à essuyer, il a fait ses preuves à l'emploi depuis fort longtemps. Offre tous les avantages des propriétés des textiles, comme par exemple la lavabilité avec l'aspect du velours.



Velours velcro

Les petites boucles permettent aux fins crochets de rester en place et rendent possible que la chaussure est individuellement adaptable. Notre matériau classique, doux, facile à entretenir et lavable.



Matériau stretch

Depuis plus de 25 ans, nous employons du matériau stretch dans les chaussures médicales et offrons la souplesse dont les patients ont besoin (surtout à l'avant-pied).



Matériau mesh

Tissu sportif en forme de maille en PET, très perméable à l'air, infroissable, résistant à la déchirure, lavable et sèche rapidement.



Cuir

Lors de l'approvisionnement, nous veillons à ce que nos peausseries cuir proviennent de sources dignes de confiance en termes de bien-être animal de santé.



Similicuir

Dessus résistant, facile à entretenir, insensible aux taches et à l'humidité extérieure. Le matériau possède des propriétés favorables par rapport aux textiles, en particulier pour l'utilisation en extérieur.

Matière de doublure



Doublure en maille

Séchage rapide, thermorégulation et souplesse grâce à un matériel fonctionnel antibactérien des ions d'argent.



Doublure en pure laine d'agneau / pure laine vierge

est capable d'absorber jusqu'à 30 % de son propre poids en humidité. La laine vierge a été obtenue dans le respect du bien-être des animaux et certifiée selon la norme RWS (RWS=Responsible Wool Society). Elle est fonctionnelle, chaude et douillette. La laine est extrêmement résistante, respirante et autonettoyante grâce à sa teneur élevée en lanoline.



Doublure en éponge antibactérienne (à base d'ions d'argent)

Sa surface agréable sur la peau a un effet régulateur de chaleur et d'humidité. Le matériau lavable d'une teneur élevée en coton s'adapte en douceur et peut, si nécessaire, absorber beaucoup d'humidité.



Doublure en piqué d'argent

La doublure est munie d'un effet antimicrobien grâce à sa teneur en ions d'argent et donne une sensation de douceur. Régule bien la température et est douce.



Doublure en lycra

Ce matériau se caractérise par son extrême élasticité et possède une grande capacité de reprise sa forme.



Doublure dialino

Doublure spéciale pour les pieds très sensibles. Absorbe rapidement l'humidité, sèche rapidement et étonne par la sensation fine sur la peau.

La forme

Les embauchoirs qui donnent à nos chaussures leur forme sont le résultat de nombreuses années d'expérience et d'un développement minutieux. Afin de répondre aux exigences particulières des pieds sensibles et sollicités, nous les avons conçus en étroite collaboration avec des orthopédistes et des experts des embauchoirs. Pour qu'une chaussure soit bien ajustée, la longueur est aussi importante que la bonne largeur. Nos modèles tiennent donc compte des différentes formes de pieds et offrent suffisamment d'espace sans perdre en maintien. Il est particulièrement important pour nous que les semelles amovibles individuelles, telles que les semelles orthopédiques ou les semelles en mousse souple pour personnes diabétiques, puissent être insérées sans aucun problème. La surface d'appui dans la chaussure est délibérément conçue de manière plate afin d'éviter les points de pression. De plus, la profondeur de huit millimètres de la tige dans la semelle assure une fixation stable de la semelle intérieure ou de la semelle amovible. Cela garantit un maintien sûr et un confort optimal au quotidien.

La semelle

Pour garantir que les patients à mobilité réduite puissent se tenir debout et marcher en toute sécurité, nous avons conçu la zone d'appui aussi large que nécessaire. Grâce aux matériaux utilisés, les semelles sont non seulement très légères, mais peuvent également être facilement ajustées par un spécialiste, c'est-à-dire adaptées aux besoins personnels.

Les fermetures

Nos modèles proposent différents types de fermetures pour un maintien sûr et une manipulation aisée. Les fermetures auto-agrippantes permettent un réglage rapide, les brides avec œillet de renvoi répartissent la tension de manière particulièrement uniforme, tandis que les brides sans œillet de renvoi facilitent l'enfilage. Les fermetures éclair sont idéales pour les personnes à mobilité réduite.

Largeurs

Outre la bonne longueur de la chaussure, avant tout la bonne largeur de la chaussure est décisive, de sorte que le pied ne „flotte“ pas dans la chaussure et ne se sent pas à l'étroit.

La largeur de la chaussure est indiquée en lettres : Plus la lettre est placée en arrière dans l'alphabet, plus la chaussure est large.



Largeur standard
pour les pieds de constitution normale



Largeur supérieure
pour les pieds plus forts ou très gonflés



Largeur confort
pour les pieds un peu plus forts ou légèrement gonflés



Largeur spéciale
pour les bandages plus forts ou patients affectés d'un lymphoedème



Largeur orthopédique
pour les pieds très gonflés ou bandés

Aperçu des largeurs - Chaussures pour diabétiques

Nous garantissons des soins optimaux pour le pied diabétique grâce à un système de largeur bien conçu.



Largeur diabétique H - pieds étroits
avec une semelle intérieure en mousse souple ou une semelle intérieure pour personnes diabétiques.

DIA H - modèle à largeur unique

- Convient aux semelles jusqu'à 10 mm d'épaisseur
- Hauteur de l'embauchoir : 4 cm (mesurée à 1,5 cm de la pointe de la première semelle)



Largeur diabétique K et L - pieds normaux
La largeur de la chaussure correspond à la largeur standard L. Lorsqu'elle est utilisée avec des semelles intérieures en mousse souple ou des semelles intérieures pour personnes diabétiques pour pieds normaux. Un embauchoir, une flexibilité totale. En ajoutant la semelle amovible fournie en largeur K sinon, largeur L.

DIA K/L - modèle à deux largeurs

- Hauteur de l'embauchoir : 4,6 cm (mesurée à 1,5 cm de la pointe de la première semelle)
- Équipement de base : Semelle amovible intermédiaire de 3 mm d'épaisseur
- Largeur K avec semelle amovible intermédiaire adaptée aux semelles intérieures jusqu'à 14 mm d'épaisseur
- Largeur L sans semelle amovible intermédiaire pour semelles intérieure jusqu'à 16 mm d'épaisseur



Mesure correcte – comment faire



Déterminer la bonne forme

Les deux premiers chiffres déterminent le numéro de l'article. Ils vous permettent de trouver la forme correcte. Si celui-ci est par exemple **60920**, référez-vous au tableau pour la forme **60**. Ensuite, vous pouvez commencer à prendre les mesures, qui sont effectuées au pied nu.



Mesure de la longueur de pied

- Placer le pied avec le talon contre un bord vertical (par exemple un mur ou le dos d'un livre)
- Tracez le contour (Important : tenez le crayon droit, posez le pied avec une charge équitable)
- Mesurez du talon à la pointe
- Ajoutez 5 – 7 mm et cherchez la valeur immédiatement supérieure dans la colonne longueur



Mesure de la largeur du pied

- Mettez le mètre-ruban autour de la partie la plus large du pied sans serrer
- Recherchez la valeur dans la colonne largeur
- Si la valeur se trouve entre deux tailles, veuillez sélectionner la largeur qui suit

Tableaux des peintures

Pointures anglaises – aussi appelées demi-pointures – les deux premiers chiffres du numéro d'article indiquent la forme. Mesures en mm.

	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
Forme 77 - Largeur K																			
Longueur	232	236	240	244	248	252	256	260	265	269	273								
Largeur	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275								
Forme 79 - Largeur H																			
Longueur	228	232	237	242	247	250	254	258	263	268	272								
Largeur	224	227	230	233	237	240	243	246	249	253	256								
Forme 87 - Largeur K																			
Longueur	234	238	243	248	253	256	260	264	269	274	277								
Largeur	222	227	232	237	242	247	252	257	262	267	272								
Forme 88 - Largeur K																			
Longueur									269	274	277	280	284	288	292	296	300	305	309
Largeur									262	267	272	275	278	282	285	289	292	295	299
Forme 90 - Largeur DIA H, DIA K et DIA L																			
Longueur	234	238	243	248	253	256	260	264	269	274	277	280	284	288	292	296	300	305	309
Largeur Largeur H	222	227	232	237	242	247	252	257	262	267	272	275	278	282	285	289	292	295	299
Largeur Largeur K et L	231	237	242	247	252	257	263	268	273	278	283	287	290	293	297	301	305	308	312

Pointures françaises - aussi appelées pointures entières - les deux premiers chiffres du numéro d'article indiquent la forme. Mesures en mm.

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		50
Forme 31 - Largeur H															
Longueur	236	242	249	255	262	268	274	280							
Largeur	230	235	240	245	250	255	260	265							
Forme 46 - Largeur K															
Longueur	239	245	252	258	265	272	278	283	289						
Largeur	239	241	246	250	254	258	261	263	265						
Forme 58 - Largeur L Attention : la peinture est plus petite d'une taille.															
Longueur	230	238	243	248	255	262	270	275	283	290	298		312		
Largeur	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290		300		
Forme 60 - Largeur L & R															
Longueur	240	246	253	260	267	272	278	285	292	299	304	312	322		338
Largeur Largeur L	251	256	261	266	271	276	281	286	291	296	301	306	311		321
Largeur Largeur R	270	275	279	284	288	293	297	302	307	311	315	319	323		331
Forme 64 - Largeur G															
Longueur					271	276	282	289	295	301	307	313			
Largeur					242	246	251	256	261	266	271	276			
Forme 75 - Largeur L															
Longueur					266	273	280	285	292	299	306	312			
Largeur					271	276	281	286	291	296	301	306			
Forme 76 - Largeur L															
Longueur	241	247	254	260	266	273	280								
Largeur	251	256	261	266	271	276	281								
Forme 78 - Largeur H															
Longueur					266	273	280	285	292	299	306	312			
Largeur					266	270	274	278	282	286	290	294			
Forme 82 - Largeur H															
Longueur					265	270	280	285	290	297	305	310			
Largeur					252	255	257	260	265	270	275	280			

pointures

Dans notre tableau d'équivalence, nous avons mis en relation les pointures anglaises et françaises.

anglaises	françaises
3	35 ^{1/3}
3,5	36
4	36 ^{2/3}
4,5	37 ^{1/3}
5	38
5,5	38 ^{2/3}
6	39 ^{1/3}
6,5	40
7	40 ^{2/3}
7,5	41 ^{1/3}
8	42
8,5	42 ^{2/3}
9	43 ^{1/3}
9,5	44
10	44 ^{2/3}
10,5	45 ^{1/3}
11	46
11,5	46 ^{2/3}
12	47 ^{1/3}
12,5	48
13	48 ^{2/3}
13,5	49 ^{1/3}
14	50

Tous les modèles en un coup d'œil



60919 Genua Colour



Chaussures paramédicales et thérapeutiques pour celles et ceux qui :

- ont tendance à développer de l'oedème aux jambes, chevilles et/ou pieds
- ont besoin de beaucoup de place pour chausser leurs pieds bandés ou contentionnés
- portent en outre un insert ou une semelle orthopédique
- apprécient les fermetures simples et les grandes pattes de préhension
- peuvent de nouveau solliciter partiellement le pied après une opération
- ont besoin d'un contrefort pour maintenir et guider le talon et d'une semelle stable



60919 Genua Colour
Page 18



60920 Genua
CHUT: 7169191
Page 19



60650 Genua Slipper
Page 19



60490 Genua XXL
Page 19



60925 Genua Hiver I
Page 20



60928 Genua Hiver II
CHUT: 7169191
Page 20



60926 Belfast
Page 20



60924 London
Page 21



60929 London Hiver
Page 21



60970 Innsbruck
CHUT: 7169191
Page 21



60420 Dublin XXL
CHUT: 7169191
Page 23



60410 Roma XXL
CHUT: 7169191
Page 23



60930 Garmisch
CHUT: 7169191
Page 23



60910 Meran
Page 24



60460 Meran XXL
CHUT: 7169191
Page 24



60912 Meran Protect
Page 24



60961 München
Page 26



60831 Rhodos
Page 26



60882 Florenz
CHUT: 7169191
Page 26



60922 Parma
Page 27



60960 Lindau
CHUT: 7169191
Page 27



60210 Sorrent
Page 27



60920 Genua Premium
Page 28



60910 Meran Premium
Page 28



58880 Malmö Premium
Page 28



58906 Bali
Page 29



58908 Kopenhagen
Page 29



58900 Ibiza
Page 29



58892 Genf
Page 30



58890 Lugano
CHUT: 7169191
Page 30



60430 Lugano XXL
Page 30



58882 Göteborg
CHUT: 7169191
Page 31



60480 Göteborg XXL
Page 31



58880 Malmö
CHUT: 7169191
Page 32



58881 Stockholm
CHUT: 7169191
Page 32



58896 Mailand
Page 32



58902 Valetta
Page 33



58907 Grenoble
Page 33



60710 Kokkola
Page 33



60470 Hamburg XXL
Page 34



60450 Rijeka XXL
CHUT: 7169191
Page 34



60820 Vancouver
CHUT: 7169191
Page 34



60811 Zürich
Page 35



60817 Zürich Hiver
Page 35



60810 Tromsö
CHUT: 7169191
Page 35



Chaussures LYMPH



60310 Chaussure LYMPH
à lacets
CHUT: 7169191
Page 37



60320 Sandale LYMPH
CHUT: 7169191
Page 37



60330 Chaussure LYMPH à
fremeture velcro
Page 37

***CHUT** = Les modèles de Varomed ainsi estampillés sont remboursables sous le numéro 7169191 par la Sécurité sociale au forfait en cours. **Cela ne s'applique que pour la France.**

★ = Best seller



31311 Strasbourg



Chaussures stretch pour celles et ceux qui :

- ont des pieds douloureux, irrités ou déformés
- sont affecté(e)s de rhumatisme, de la goutte ou d'arthrose notamment au niveau des pieds
- ont besoin de maintien lors de la marche tout en se prémunissant des frottements et des pressions
- souhaitent soulager leurs pieds en cas de hallux valgus, hallux rigidus, d'orteils en marteau ou de cors
- apprécient les solutions de fermeture pratiques et les ajustements parfaits au quotidien
- portent des semelles orthopédiques



31311 Strasbourg
CHUT: 7169191
Page 40



32341 Palma
Page 40



60815 Tenerife
Page 40



79151 Tallinn
CHUT: 7169191
Page 41



79281 Madrid
CHUT: 7169191
Page 41



79142 Budapest
CHUT: 7169191
Page 41



77272 Lausanne
Page 42



77351 Lyon
Page 42



77371 Grenada
Page 42



87112 Kioto
Page 43



87221 Trenton
Page 43



87280 Ennis
Page 43



77273 Lille
Page 44



79703 Moskau
CHUT: 7169191
Page 44



79721 Berlin
Page 44



77701 Sevilla
Page 45



77741 Fremont
Page 45



06325 Isabelle
CHUT: 7169191
Page 47



06375 Maria
Page 47



04325 Yvonne
Page 47



04375 Mia
Page 47



87220 Salerno
Page 48



87260 New York
Page 48



76211 Maastricht
Page 48



88110 San Antonio
Page 49



88260 New York Man
Page 49



82100 Madison
Page 49



90272 Dresden



Chaussures pour diabétiques pour celles et ceux qui :

- sont affecté(e)s d'un syndrome du pied diabétique
- souffrent d'un ulcère guéri
- nécessitent d'avoir une semelle adaptée aux diabétiques
- doivent éviter en raison de leur pathologie les pics de pression localisée et irritations mécaniques



90112 Duisburg
Page 52



90180 Dortmund
Page 52



90272 Dresden
Page 53



90275 Deggendorf
Page 53



90220 Düsseldorf
Page 53



75100 Olso
Page 54



75150 Brüssel
Page 54



75500 Wien
Page 54



87275 Quincy



Chaussures prophylactiques pour celles et ceux qui :

- souhaitent préserver leurs pieds fragiles et sensibles aux pressions
- nécessitent, en cas de troubles de la sensation, d'avoir à l'intérieur de la chaussure un espace le plus possible exempt de couture ou de rembourrage afin de s'assurer d'une bonne surface d'appui
- souffrent du diabète, mais sans avoir encore développé un syndrome du pied diabétique
- souhaitent prodiguer à leurs pieds déformés assez d'espace pour améliorer la marche
- souhaitent avoir assez d'espace dans la chaussure pour y introduire une semelle personnalisée



87275 Quincy
Page 56



88170 Chico
Page 56



88130 Nashville
Page 56



88180 Houston
Page 57



78100 Tirana
Page 57



82120 Memphis
Page 57



24445 Bella



Chaussons pour celles et ceux qui :

- entendent ériger la santé du pied en affaire cruciale même dans le cadre domestique
- savent apprécier une semelle de forme anatomique dans nos chaussons de la forme 24 et de la forme 69
- se réjouissent d'avoir, dans toutes nos autres formes, des chaussons de qualité et d'assez d'espace pour leurs semelles orthopédiques



46311 Lene



Bottes pour celles et ceux qui :

- apprécient un bénéfice dans l'emploi de la doublure pure laine ou toison d'agneau agréable aux pieds
- aiment les propriétés coupe-vent, imperméables et respirantes d'une membrane Varotex
- ont besoin d'un peu plus de largeur, aiment les fermetures simples et apprécient d'avoir les pieds au chaud et au sec en hiver





Chaussures à l'unité – lorsqu'une seule chaussure est nécessaire

Généralement, nos chaussures sont vendues par paires, mais deux chaussures ne sont pas toujours nécessaires. C'est exactement pour cela que nous proposons nos pièces à l'unité. Particulièrement adaptées en cas de pointures différentes pour le pied gauche et le pied droit ou pour des soins spéciaux.

- pour les soins individuels
- pour les différences de pointure
- sélection de modèles disponibles de stock
- prix unitaires équitables



60920S Genua
CHUT: 7169191
60 noir
Page 19



60920S Genua
CHUT: 7169191
25 marine
Page 19



60910S Meran
60 noir
Page 24



60910S Meran
25 marine
Page 24



60810S Tromsö
CHUT: 7169191
60 noir
Page 35



58882S Göteborg
60 noir
Page 31



60460S Meran XXL
CHUT: 7169191
60 noir
Page 24



Avec ticket modérateur de l'assurance maladie !

Vous ne trouvez pas le modèle souhaité ? Pour des raisons techniques de production, il arrive que des pieds seuls sont également disponibles d'autres articles. N'hésitez pas à nous contacter. Nous serons heureux de vérifier si la chaussure que vous recherchez est disponible.





Chaussures paramédicales et thérapeutiques

Une petite merveille qui laisse toute leur place aux pieds meurtris

Avantages

Les chaussures pour pansement Varomed offrent aux patients la possibilité de protéger leurs pieds et de maintenir ou de restaurer leur mobilité.

- grande capacité pour les bandages et les pansements, même pour les pieds très enflés
- possibilités d'ouverture large/complète pour un enfilage facile
- solutions de fermeture pratiques, réglage en continu de la largeur grâce à des fermetures auto-agrippantes avec de grandes bandes pour une manipulation facile
- maintien sûr et bon guidage du talon dans les modèles fermés, grâce au contrefort moulé
- conviennent à une utilisation en extérieur
- semelles de propreté ponçables et réglables orthopédiquement
- surface d'appui extra-large et sûre

Indications

1. Altération de la mobilité (de la marche) en cas de lésion de la peau et du tissu sous-cutané pendant quelques semaines ou une période plus longue de traitement conservateur ou postopératoire des plaies avec des pansements étendus, éventuellement rembourrés, quand le processus de cicatrisation permet au moins un appui partiel sur le pied lors de la marche.
2. Pour permettre et maintenir une fonction de marche adéquate

GENUA COLOUR



60919 Genua Colour

Matériau velours, doublure éponge antibactérienne, pattes velcro, semelle interne amovible de 3 mm, semelle externe en PU

- 02 rouge Bourgogne: 37 - 45
- 43 aune: 37 - 45
- 07 mauve: 37 - 45
- 49 aigue-marine: 37 - 45
- 16 bleu-pétrole: 37 - 45



La gamme de pointures a été élargie : désormais disponible aussi en 37 et 45.



60920 Genua

CHUT : 7169191

Velours velcro, doublure éponge antibactérienne, pattes velcro, semelle interne amovible de 3 mm, semelle externe en PU



- en coloris noir et marine disponible à l'unité (60920S-60, 60920S-25)



- 25 marine : 36 - 47
- 60 noir : 36 - 48, 50
- 03 bordeaux : 36 - 43
- 61 gris : 36 - 47



60650 Genua Slipper

Premium velours velcro, doublure éponge noir, pattes velcro, semelle interne amovible de 3 mm, semelle externe en PU



- Tous les bienfaits de Varomed Genua en version chaussure basse

- 60 noir : 36 - 47



60490 Genua XXL

Premium velours velcro, doublure éponge noir, pattes velcro, semelle interne amovible de 3 mm, semelle externe en PU



- 60 noir : 36 - 47



60925 Genua Hiver I

Velours velcro, **doublure laine vierge**, pattes velcro, semelle externe en PU



● 60 noir : 36 - 48, 50



60928 Genua Hiver II

CHUT : 7169191

Microvelours, **doublure laine vierge**, pattes velcro, semelle externe en PU



● 25 marine : 36 - 47

● 03 bordeaux : 36 - 43

● 52 café : 36 - 47



60926 Belfast

Matériau velours imprimé, **doublure laine vierge**, pattes velcro, semelle externe en PU



● 25 marine : 36 - 47

60924 London

Similicuir, doublure éponge, pattes velcro, semelle interne amovible de 3 mm, semelle externe en PU



- Profil renforcé - plus de sécurité en extérieur
- facile à essayer

● 60 noir : 36 - 47

60929 London Hiver

Similicuir, doublure laine vierge, pattes velcro, sans semelle amovible, semelle externe en PU



- Profil renforcé - plus de sécurité en extérieur
- facile à essayer

● 60 noir : 36 - 47

60970 Innsbruck

CHUT : 7169191

Microvelours, **doublure laine vierge**, pattes velcro, Varotex-Membrane, sans semelle amovible, semelle externe en PU



- Coupe-vent, déperlant et respirant
- Profil renforcé - plus de sécurité en extérieur

● 60 noir : 36 - 48, 50



Modèles XXL en largeur spéciale R



60490 Genua **XXL**
Page 19



60460 Meran **XXL**
CHUT : 7169191
Page 24



60410 Roma **XXL**
CHUT : 7169191
Page 23



60420 Dublin **XXL**
CHUT : 7169191
Page 23



60430 Lugano **XXL**
Page 30



60480 Göteborg **XXL**
Page 31



60470 Hamburg **XXL**
Page 34



60450 Rijeka **XXL**
CHUT : 7169191
Page 34

Cela fait la différence



Largeur supérieure L

Une petite merveille qui laisse toute leur place aux pieds meurtris


Les modèles en largeur L se caractérisent par beaucoup de volume pour les pieds gonflés et bandés. Ils sont spacieux et parfaits lorsque rien ne doit être trop serré ou contraignant.



Largeur spéciale R

Plus 1 cm de hauteur au niveau des orteils

Nos modèles XXL sont particulièrement larges et offrent 1 cm d'espace en plus au niveau des orteils par rapport à nos chaussures en largeur L. Cela les rend parfaits pour les bandages très épais ou pour les patients atteints de lymphœdème.



**60420 Dublin XXL****CHUT : 7169191**

Velours velcro, doublure éponge antibactérienne, pattes velcro, semelle interne amovible de 3 mm, semelle externe en PU



• talon sans contrefort

● 25 marine : 36 - 47

● 60 noir : 36 - 47

**60410 Roma XXL****CHUT : 7169191**

Velours velcro, doublure éponge antibactérienne, patte velcro, semelle interne amovible de 3 mm, semelle externe en PU



● 60 noir : 36 - 48, 50

**60930 Garmisch****CHUT : 7169191**

Microvelours, doublure tricot, pattes velcro, semelle interne amovible de 3 mm, semelle externe en PU



• les pattes velcro peuvent être facilement déplacées par une personne qualifiée

● 60 noir : 36 - 47



60910 Meran

Velours velcro, doublure éponge antibactérienne, **languette velcro, fermeture éclair à l'arrière**, semelle interne amovible de 3 mm, semelle externe en PU



• disponible à l'unité (60910S-60, 60910S-25)

● 25 marine : 36 - 47

● 60 noir : 36 - 48, 50

60460 Meran XXL

CHUT : 7169191

Velours velcro, doublure éponge antibactérienne, **languette velcro**, semelle interne amovible de 3 mm, semelle externe en PU



• disponible à l'unité (60460S-60)

• optimal dans le domaine de soins grâce à l'option d'ouverture complète à l'avant

● 60 noir : 36 - 48, 50

60912 Meran Protect

Similicuir, doublure éponge, **languette velcro, fermeture éclair à l'arrière**, semelle interne amovible de 3 mm, semelle externe en PU



• Profil renforcé - plus de sécurité en extérieur
• Facile à essuyer

● 60 noir : 36 - 47

60910 Meran



La chaussure pour pansement en largeur L offre beaucoup de volume



avec pointe fermée



Contrefort divisé à l'arrière avec fermeture éclair pour un enfilage facile

60460 Meran XXL



La largeur spéciale R offre encore plus de volume (+1 cm de hauteur d'orteil)



ouvrable jusqu'au bord de la semelle



talon fermé sans fermeture éclair

60912 Meran Protect



nouvelle version du modèle populaire 60910 Meran en largeur L



similicuir hydrofuge et lavable



Contrefort divisé à l'arrière avec fermeture éclair pour un enfilage facile



60961 München

Velours velcro, doublure éponge, patte velcro, semelle interne amovible de 3 mm, semelle externe en PU



- mit verlängerter Zunge, Schutz für den Rist

● 60 noir : 36 - 47



60831 Rhodos

Stretch/microvelours, doublure tricot, fermeture éclair, semelle interne amovible de 3 mm, semelle externe en PU



- Fermeture éclair côté intérieur
- Profil renforcé - plus de sécurité en extérieur

● 60 noir : 36 - 47



60882 Florenz

CHUT : 7169191

Mesh, doublure éponge, patte velcro, **fermeture velcro arrière**, semelle interne amovible de 3 mm, semelle externe en PU



- talon sans contrefort
- tissu douce et respirable

● 60 noir : 36 - 47



60922 Parma

Mesh, doublure éponge, pattes velcro, semelle interne amovible de 3 mm, semelle externe en PU



- tissu douce et respirable

- 60 noir : 36 - 47

60960 Lindau

CHUT : 7169191

Microvelours, doublure tricot, patte velcro, semelle interne amovible, semelle externe en PU



- Profil renforcé - plus de sécurité en extérieur

- 60 noir : 36 - 47

60210 Sorrent

Premium velours velcro, doublure éponge, pattes velcro, semelle interne amovible de 3 mm, semelle externe en PU



- 60 noir : 36 - 47

Édition « PREMIUM BLACK »

Best-seller de Varomed dans une édition unique en noire



Les avantages de l'édition « Premium Black » :

- conserve sa forme même après de nombreux lavages grâce à sa capacité de mémoire
- sensation agréable et douce au toucher
- finition de haute qualité et design exceptionnel
- noir profond noble, ton sur ton au dessus et à la doublure
- broderies de haute qualité pour un look individuel
- modèles éprouvés pour différentes exigences
- fabriqué à la main en Allemagne avec une qualité élevée dans des conditions de travail équitables



60920 Genua Premium

CHUT : 7169191

Premium velours velcro, doublure éponge noir, pattes velcro, semelle interne de 6 mm, semelle externe en PU



● 60P noir: 38 - 46



60910 Meran Premium

Premium velours velcro, doublure éponge noir, languette velcro, fermeture éclair à l'arrière, semelle interne de 6 mm, semelle externe en PU



● 60P noir: 38 - 44



58880 Malmö Premium

CHUT : 7169191

Premium velours velcro, doublure éponge noir, pattes velcro, semelle interne de 6 mm dessus éponge, semelle externe en PU



• Petite pointure - Choisissez une taille au-dessus la pointure habituelle!

● 60P noir: 38 - 44

58906 Bali

Velours velcro, doublure éponge antibactérienne, patte velcro, semelle interne dessus Cool-Max, semelle externe en PU



- Petite pointure - Choisissez une taille au-dessus la pointure habituelle!
- En complément, notre bride arrière 58901 (voir page 87)

● 25 marine : 36 - 46, 48

58908 Kopenhagen

Velours velcro, doublure éponge antibactérienne, pattes velcro, semelle interne dessus Cool-Max, semelle externe en PU



- Petite pointure - Choisissez une taille au-dessus la pointure habituelle!
- En complément, notre bride arrière 58901 (voir page 87)

● 25 marine : 36 - 46, 48

● 60 noir : 36 - 46, 48

58900 Ibiza

Velours velcro, doublure éponge antibactérienne, patte velcro, semelle interne de 6 mm dessus éponge, semelle externe en PU



- Petite pointure - Choisissez une taille au-dessus la pointure habituelle!
- En complément, notre bride arrière 58901 (voir page 87)

● 60 noir : 36 - 46, 48

● 25 marine : 36 - 46, 48



58892 Genf

Mesh, doublure éponge, pattes velcro, semelle interne de 6 mm, semelle externe en PU



- Petite pointure - Choisissez une taille au-dessus la pointure habituelle!
- fermeture à l'arrière

● 03 bordeaux : 36 - 44

● 60 noir : 36 - 46, 48

● 50 beige foncé: 36 - 46, 48

● 20 bleu : 36 - 46, 48

58890 Lugano

CHUT : 7169191

Microvelours, doublure éponge antibactérienne, pattes velcro, semelle interne de 6 mm, semelle externe en PU



- Petite pointure - Choisissez une taille au-dessus la pointure habituelle!
- fermeture à l'arrière

● 60 noir : 36 - 46, 48, 50

60430 Lugano XXL

Stretch, doublure tricot, pattes velcro, semelle interne de 6 mm, semelle externe en PU



- fermeture à l'arrière

● 60 noir : 36 - 47



58882 Göteborg

CHUT : 7169191

Mesh, doublure éponge, pattes velcro, semelle interne de 6 mm, semelle externe en PU



- Petite pointure - Choisissez une taille au-dessus la pointure habituelle!
- avec contrefort



- 50 beige foncé : 36 - 46, 48
- 03 bordeaux : 36 - 43
- 60 noir : 36 - 46, 48
- 20 bleu : 36 - 46, 48



60480 Göteborg XXL

Mesh, doublure éponge, pattes velcro, semelle interne de 6 mm, semelle externe en PU



- avec contrefort

- 60 noir : 36 - 47



58882 Göteborg



60480 Göteborg XXL



58880 Malmö

CHUT : 7169191

Microvelours, doublure éponge antibactérienne, pattes velcro, semelle interne de 6 mm, semelle externe en PU



- Petite pointure - Choisissez une taille au-dessus la pointure habituelle!
- avec contrefort

● 60 noir : 36 - 46, 48



58881 Stockholm

CHUT : 7169191

Wonder, doublure éponge, pattes velcro, semelle interne de 6 mm, semelle externe en PU



- Petite pointure - Choisissez une taille au-dessus la pointure habituelle!
- avec contrefort

● 25 marine : 36 - 46, 48



58896 Mailand

Stretch, doublure textile, pattes velcro, semelle interne de 6 mm, semelle externe en PU



- Petite pointure - Choisissez une taille au-dessus la pointure habituelle!
- sans fermeture velcro à l'arrière

● 60 noir : 36 - 46, 48

58902 Valetta

Stretch, patte velcro, semelle interne de 6 mm, semelle externe en PU



- Petite pointure - Choisissez une taille au-dessus la pointure habituelle!

● 60 noir : 36 - 46, 48

58907 Grenoble

Similicuir/stretch, doublure éponge, pattes velcro, semelle interne dessus Cool-Max, semelle externe en PU



- Petite pointure - Choisissez une taille au-dessus la pointure habituelle!
- Facile à essuyer

● 60 noir : 36 - 46, 48

60710 Kokkola

Cuir d'élan, doublure dialino, pattes velcro, semelle interne de 6 mm, semelle externe en PU



- cuir d'élan doux et adaptable
- Profil renforcé - plus de sécurité en extérieur

● 60 noir : 36 - 47



60470 Hamburg XXL

Mesh, doublure éponge, pattes velcro, semelle interne de 6 mm, semelle externe en PU



- bien adaptable aux volume du pied ou du bandage

● 60 noir : 36 - 47



60450 Rijeka XXL

CHUT : 7169191

Velours velcro, doublure éponge antibactérienne, pattes velcro, 6 mm Weichschaumeinlage, semelle externe en PU



- pattes velcro avec brides extra-longues

● 25 marine : 36 - 47



60820 Vancouver

CHUT : 7169191

Stretch/microvelours, quartier en doublure tricot antibactérienne, patte velcro, semelle interne amovible, semelle externe en PU



- Empeigne en stretch
- Profil renforcé - plus de sécurité en extérieur

● 60 noir : 36 - 47

60811 Zürich



Stretch/microvelours, quartier en doublure tricot antibactérienne, **patte velcro avec boucle de serrage**, semelle interne amovible, semelle externe en PU

- Empeigne en stretch
- Profil renforcé - plus de sécurité en extérieur

● 60 noir : 36 - 47

● 52 café : 36 - 47

● 03 bordeaux : 36 - 47

● 32 sable : 36 - 43

60817 Zürich Winter



Stretch/microvelours, **doublure laine** vierge, patte velcro, semelle interne amovible, semelle externe en PU

- Empeigne en stretch
- Profil renforcé - plus de sécurité en extérieur

● 60 noir : 36 - 47

60810 Tromsö

CHUT : 7169191

Stretch/microvelours, quartier en doublure tricot antibactérienne, **patte velcro avec boucle de serrage**, semelle interne amovible, semelle externe en PU



- Empeigne en stretch
- Profil renforcé - plus de sécurité en extérieur
- disponible à l'unité (60810S-60)

● 60 noir : 36 - 48, 50

Chaussures « LYMPH » de Varomed



La chaussure paramédicale exceptionnelle en extra-large

En collaboration avec la clinique Földi, spécialisée dans la lymphologie, et l'orthopédiste Isele à Hinterzarten

Pour plus de renseignements, nous vous proposons notre brochure d'information spéciale à ce sujet.

La solution XXL

- En cas de lymphoedème et de lipoedème
- En cas de pieds très fortement gonflés et bandagés
- pour favoriser la mobilité dans le cadre d'une thérapie de décongestion
- pour une utilisation facile



Quels avantages les chaussures Varomed Lymph vous procurent elles ?

- Elles permettent de nouveau une mobilisation précoce même en cas de bandages importants et contribuent à la réussite du traitement
- Solutions spéciales pour conférer du maintien et de la protection aux pieds
- Chaussage aisé pour les patients à mobilité réduite
- Ajustement flexible du chaussage, même lorsque les gonflements se résorbent
- Disponible uniquement à l'unité
- **Profil renforcé** - plus de sécurité en extérieur
- Largeur spéciale



60310 Chaussure LYMPH à lacets

CHUT : 7169191

Microvelours/**stretch**, partie au talon avec insert en élastique, laçage, semelle interne amovible de 3 mm, semelle externe en PU



- Seulement disponible comme pièce unique
- Languette et lacet au talon aident à enfiler la chaussure et servent de fixation supplémentaire
- Élastique au niveau du talon
- Empeigne en stretch

- 60L noir: 36 - 48, 50 L pour le pied gauche
- 60R noir: 36 - 48, 50 R pour le pied droit

60320 Sandale LYMPH

CHUT : 7169191

Stretch, pattes velcro, semelle interne de 6 mm, semelle externe en PU



- Seulement disponible comme pièce unique
- Réglage optimal de la largeur grâce aux fermetures velcro avec œillets de renvoi
- Brides velcro croisées au niveau du talon pour un bon maintien
- longues fermetures velcro (à raccourcir individuellement)
- avant de chaussure disponible séparément sous 60321

- 60L noir: 36 - 48, 50 L pour le pied gauche
- 60R noir: 36 - 48, 50 R pour le pied droit



avant de chaussure à commander séparément 60321

60330 Chaussure LYMPH à fermeture velcro

Microvelours/**stretch**, partie au talon avec insert en élastique, fermetures velcro avec œillets de renvoi, **avant-de-chaussure en stretch l'impression velours et semelle interne en mousse souple cousue ensemble**, semelle externe en PU



- Seulement disponible comme pièce unique
- Réglage optimal de la largeur grâce aux fermetures velcro avec œillets de renvoi
- avec avant-de-chaussure intégrée enlevable
- Languette et lacet au talon aident à enfiler la chaussure et servent de fixation supplémentaire
- longues fermetures velcro (à raccourcir individuellement)
- L'article 60330 est livré avec l'avant-chaussure

- 60L noir: 36 - 48, 50 L pour le pied gauche
- 60R noir: 36 - 48, 50 R pour le pied droit



avant de chaussure inclus 60321





Chaussures stretch

Un bienfait pour les pieds sensibles

Avantages

Les chaussures extensibles Varomed aident à soulager les douleurs aux pieds et favorisent ainsi le mouvement naturel, ce qui peut réduire les postures de protection et leurs dommages consécutifs.

- matériaux souples et ajustables pour soulager les pieds sensibles à la pression aux bons endroits
- ajustabilité flexible lorsque les pieds gonflent et dégonflent au long de la journée
- large surface d'appui pour une marche en toute sécurité
- contrefort stable moulé pour un bon guidage du talon
- grandes bandes et/ou œillets de renvoi pour une manipulation aisée
- semelles de propreté ponçables et réglables orthopédiquement

Indications

1. En cas de déformations, désaxations et inflammations induites par le rhumatisme, l'arthrose et autres maladies dégénératives
2. des maladies systémiques (par ex. lymphatiques, vasculaires, hormonales), qui provoquent le gonflement et le dégonflement du pied au cours de la journée
3. En cas de hallux valgus, hallux rigidus, d'orteils en marteau, cors, désaxation d'orteil et de pied, de pieds enflés ou de lymphœdème
4. En cas de pieds douloureux et sensibles

31311 Strasbourg

CHUT : 7169191

Microvelours/stretch, quartier en doublure tricot antibactérienne, patte velcro, semelle interne amovible, semelle externe en PU



• Largeur L: 60811 Zürich (Page 35)

● 25 marine : 36 - 43

● 52 café : 36 - 43

● 60 noir : 36 - 43

● 32 sable : 36 - 43

32341 Palma

Cuir/stretch, quartier en doublure dialino antibactérienne, patte velcro, semelle interne amovible, semelle externe en PU



● 60 noir : 36 - 43

● 31 beige : 36 - 43

60815 Tenerife

Cuir/stretch, quartier en doublure dialino antibactérienne, patte velcro, semelle interne amovible, semelle externe en PU



• Profil renforcé - plus de sécurité en extérieur

● 22 bleu nocturne : 36 - 47

● 60 noir : 36 - 47

● 67 caillou : 36 - 44

79151 Tallinn

CHUT : 7169191

Cuir/stretch, doublure dialino, **patte velcro**, semelle interne amovible, semelle externe en PU



- avec renfort en cuir à l'avant
- demi-pointures incluses

- 25 marine : 3 - 8
- 60 noir : 3 - 8
- 69 graphite : 3 - 8
- 67 caillou : 3 - 8



79281 Madrid

CHUT : 7169191

Cuir/stretch, doublure dialino, pattes velcro, **patte inférieure avec boucle de serrage**, semelle interne amovible, semelle externe en PU



- avec renfort en cuir à l'avant
- demi-pointures incluses

- 60 noir : 3 - 8



79142 Budapest

CHUT : 7169191

Cuir/stretch, doublure dialino, **pattes velcro avec boucles de serrage**, semelle interne amovible, semelle externe en PU



- sans empiècement
- demi-pointures incluses

- 60 noir : 3 - 8





77272 Lausanne

Cuir/stretch, doublure dialino, **pattes velcro avec boucles de serrage**, semelle interne amovible, semelle externe en PU/TPU



• demi-pointures incluses

- 61 gris : 3 - 8
- 60 noir : 3 - 8
- 67 caillou : 3 - 8



77351 Lyon

Cuir/stretch, doublure dialino, pattes velcro, semelle interne amovible, semelle externe en PU/TPU



- + 1 cm de volume supplémentaire si nécessaire, en découpant la doublure à la position prévue.
- demi-pointures incluses

- 59 gris foncé : 3 - 8
- 60 noir : 3 - 8



77371 Grenada

Cuir/stretch, doublure dialino, patte velcro, semelle interne amovible, semelle externe en PU/TPU



- + 1 cm de volume supplémentaire si nécessaire, en découpant la doublure à la position prévue.
- Fermeture velcro raccourcissable
- demi-pointures incluses

- 60 noir : 3 - 8

87112 Kioto

Stretch/cuir, doublure dialino, **fermeture éclair**, laçage, semelle interne amovible d'effet mémoire, semelle externe en PU



- avec fermeture éclair côté intérieur
- demi-pointures incluses

- 60 noir : 3 - 8
- 25 marine : 3 - 8
- 31 beige : 3 - 8
- 61 gris : 3 - 8

87221 Trenton

Stretch/cuir, doublure dialino, **pattes velcro avec boucles de serrage**, semelle interne amovible d'effet mémoire, semelle externe en PU



- demi-pointures incluses

- 59 gris foncé : 3 - 8
- 60 noir : 3 - 8

87280 Ennis

Stretch/cuir, doublure dialino, pattes velcro, **patte inférieure avec boucle de serrage**, semelle interne amovible d'effet mémoire, semelle externe en PU



- demi-pointures incluses

- 25 marine : 3 - 8
- 60 noir : 3 - 8
- 31 beige : 3 - 8



77273 Lille

Cuir/stretch, doublure dialino, **pattes velcro avec boucles de serrage**, semelle interne amovible, semelle externe en PU/TPU



• demi-pointures incluses

- 25 marine : 3 - 8
- 61 gris : 3 - 8
- 31 beige : 3 - 8
- 60 noir : 3 - 8



79703 Moskau

CHUT : 7169191

Cuir/stretch, doublure dialino, pattes velcro, semelle interne amovible, semelle externe en PU



• demi-pointures incluses

- 67 caillou : 3 - 8



79721 Berlin

Cuir/stretch, doublure dialino, pattes velcro, **bride arrière réglable**, semelle interne amovible, semelle externe en PU



• demi-pointures incluses

- 44 bronze : 3 - 8

77701 Sevilla

Stretch/cuir, doublure tricot, patte velcro, semelle interne amovible, semelle externe en PU/TPU



• demi-pointures incluses

- 67 caillou : 3 - 8
- 25 marine : 3 - 8
- 61 gris : 3 - 8
- 60 noir : 3 - 8
- 44 bronze : 3 - 8



77741 Fremont



77701 Sevilla

77741 Fremont

Stretch/cuir, doublure tricot, patte velcro, semelle interne amovible, semelle externe en PU/TPU



• demi-pointures incluses

- 59 gris foncé : 3 - 8
- 31 beige : 3 - 8
- 25 marine : 3 - 8





06325 Isabelle

06325 Isabelle**CHUT : 7169191**

Cuir/stretch, doublure dialino, pattes velcro, **bride arrière réglable**, semelle interne amovible, talon de 35 mm, semelle externe en PU avec couture main



- 67 caillou : 36 - 43
- 25 marine : 36 - 43
- 60 noir : 36 - 43
- 70 blanc : 36 - 43

06375 Maria

Cuir/stretch, doublure dialino, pattes velcro, semelle interne amovible, talon de 35 mm, semelle externe en PU avec couture main



- 25 marine : 36 - 43
- 67 caillou : 36 - 43
- 70 blanc : 36 - 43

04325 Yvonne

Cuir/stretch, doublure dialino, pattes velcro, **bride arrière réglable**, semelle interne amovible, talon de 35 mm, semelle externe en PU avec couture main



- 600 verni noir : 36 - 42
- 67 caillou : 36 - 42

04375 Mia

Cuir/stretch, doublure dialino, pattes velcro, semelle interne amovible, talon de 35 mm, semelle externe en PU avec couture main



- 600 verni noir : 36 - 42
- 67 caillou : 36 - 42



87220 Salerno

Stretch/cuir, doublure dialino, pattes velcro, semelle interne amovible d'effet mémoire, semelle externe en PU



- demi-pointures incluses

- 25 marine : 3 - 8
- 60 noir : 3 - 8

87260 New York

Stretch/cuir, doublure tricot, **lacets élastiques avec arrêt de cordon**, semelle interne amovible d'effet mémoire, semelle externe en PU



- lacet élastique
- demi-pointures incluses

- 60 noir : 3 - 8

76211 Maastricht

Cuir/stretch, doublure dialino, **pattes velcro avec boucles de serrage**, semelle interne amovible, semelle externe en PU



- Ajustement parfait : avant-pied large, talon étroit

- 60 noir : 36 - 42
- 61 gris : 36 - 42



88110 San Antonio

Stretch/cuir, doublure dialino, pattes velcro, semelle interne amovible d'effet mémoire, semelle externe en PU



• demi-pointures incluses

● 25 marine : 7 - 12 ● 60 noir : 7- 12



88260 New York Man

Stretch/cuir, doublure tricot, **lacets élastiques avec arrêt de cordon**, semelle interne amovible d'effet mémoire, semelle externe en PU



• lacet élastique
• demi-pointures incluses

● 60 noir : 7 - 12



82100 Madison

Cuir/stretch, doublure dialino, pattes velcro, semelle interne amovible d'effet mémoire, semelle externe en TR



● 60 noir : 41 - 48





Chaussures pour diabétiques

Incontournables pour le pied diabétique

Avantages

Les chaussures pour personnes diabétiques Varomed sont spécialement conçues pour les pieds diabétiques.

- forme anatomique et grand volume de la chaussure au niveau de l'avant-pied et des orteils
- tige rembourrée, presque sans couture, avec doublure Dialino douce et à séchage rapide qui absorbe l'humidité et protège contre les frottements
- très grand bord de la semelle de propreté pour assurer la stabilité des semelles orthopédiques amovibles et les empêcher de glisser
- talon rigide qui positionne bien le pied dans la chaussure
- solution de fermeture pratique et entrée à large ouverture
- bord de tige rembourré

Indications

1. Syndrome du pied diabétique avéré après la guérison d'un ulcère du pied pour prévenir la récurrence de l'ulcère.
2. Risque élevé de développer un ulcère du pied :
 - dans le cadre du syndrome du pied diabétique, pour prévenir la formation d'ulcères dorsaux imminents en cas de hauteur insuffisante des orteils dans des chaussures standard ou de confort convenant aux semelles amovibles, par exemple en présence d'orteils en griffe ou d'orteils en marteau prononcés. Ces chaussures sont proposées par paires.
 - en cas de callosités anormales avec saignement et lésion préulcéraire
 - en cas de sensation protectrice dans les pieds ou de maladie artérielle périphérique occlusive (MAP) des membres inférieurs et au moins un des éléments suivants :
 - insuffisance rénale terminale
 - amputations d'orteils ou partielles du pied

Des chaussures spéciales pour le syndrome du pied diabétique sont utilisées pour prévenir les récurrences d'ulcères et pour la prophylaxie dans les cas de risque élevé de développer des ulcères du pied. Elles ne conviennent pas au traitement d'un ulcère du pied diabétique existant.

90112 Duisburg

Cuir, doublure dialino, **fermetures éclair**, laçage, semelle interne amovible, semelle externe en PU



- semelle externe en PU
- Une fois bien lacé - après elles sont faciles à mettre grâce à deux fermetures éclair et leur grande ouverture.
- demi-pointures incluses



● 60H noir : 3 - 8

● 60K noir : 3 - 8

● 60L noir : 3 - 8



90180 Dortmund

Cuir, doublure dialino, **fermetures éclair**, laçage, semelle interne amovible, semelle externe en PU



- semelle externe en PU
- Une fois bien lacé - après elles sont faciles à mettre grâce à deux fermetures éclair et leur grande ouverture.
- demi-pointures incluses



● 60H noir : 7 - 12

● 60K noir : 7 - 12

● 60L noir : 7 - 12

90272 Dresden



Cuir/**stretch**, doublure dialino, **pattes velcro avec boucles de serrage**, semelle interne amovible, semelle externe en PU

- semelle externe en PU
- demi-pointures incluses

- 61H gris : 3 - 8
- 61K gris : 3 - 8
- 61L gris : 3 - 8

90275 Deggendorf



Cuir, doublure dialino, pattes velcro, semelle interne amovible, semelle externe en PU

- semelle externe rigide
- demi-pointures incluses

- 50H beige foncé : 3-12
- 50K beige foncé : 3-12
- 50L beige foncé : 3-12

90220 Düsseldorf



Cuir/**stretch**, doublure dialino, pattes velcro, semelle interne amovible, semelle externe en PU

- semelle externe rigide
- demi-pointures incluses

- 60H noir : 3 - 12
- 60K noir : 3 - 12
- 60L noir : 3 - 12

75100 Oslo



Cuir, doublure dialino, **patte velcro avec boucle de serrage**, semelle interne amovible, semelle externe en PU



- réglage optimal de largeur grâce à la patte velcro et à la boucle de serrage
- sans semelle externe rigide

● 60 noir : 40 - 47

75150 Brüssel



Cuir, doublure dialino, patte velcro, semelle interne amovible, semelle externe en PU



- sans semelle externe rigide

● 60 noir : 40 - 47

75500 Wien



Cuir, doublure dialino, pattes velcro, semelle interne amovible, semelle externe en PU



- sans semelle externe rigide

● 60 noir : 40 - 47



Chaussures prophylactiques

L'ange gardien des pieds exigeants

Avantages

Les chaussures prophylactiques Varomed protègent les pieds fragiles et sensibles à la pression.

- intérieur composé de matériaux souples qui protègent de manière optimale les pieds contre les frottements
- doublure presque sans couture qui absorbe très bien l'humidité
- largeur généreuse, adaptée aux semelles orthopédiques jusqu'à 10 mm
- liberté des orteils et de la plante du pied pour plus de confort
- semelle de propreté de forme stable avec une large zone d'appui

Indications

1. Diabète, à moins qu'un syndrome du pied diabétique (SPD) n'ait été diagnostiqué
2. Diabète associé à une légère déformation du pied, qui conditionne le port de semelle intérieure, mais sans présence d'un syndrome du pied diabétique ; l'avis d'un médecin ou soignant est déterminant ici
3. Troubles de la circulation, dès lors qu'un syndrome du pied diabétique peut être exclu
4. Polyneuropathie à symptômes peu marqués, dès lors qu'un syndrome du pied diabétique peut être exclu
5. Légère déformation du pied
6. Sensibilité à la pression avec ou sans inflammation associée

87275 Quincy

Cuir, doublure dialino, **pattes velcro**, semelle interne amovible d'effet mémoire, semelle externe en PU



- ouverture très large
- demi-pointures incluses

● 25 marine : 3 - 8

88170 Chico

Cuir, doublure dialino, **pattes velcro**, semelle interne amovible d'effet mémoire, semelle externe en PU



- ouverture très large
- demi-pointures incluses

● 25 marine : 7 - 12

● 61 gris : 7 - 12

88130 Nashville

Cuir, doublure dialino, **laçage**, semelle interne amovible d'effet mémoire, semelle externe en PU



- demi-pointures incluses

● 23 jean : 7 - 12

88180 Houston

Tissu tricot/cuir, doublure dialino, **fermetures éclair**, laçage, semelle interne amovible d'effet mémoire, semelle externe en TR



- Une fois bien lacé - après elles sont faciles à mettre grâce à deux fermetures éclair et leur grande ouverture.
- demi-pointures incluses

● 60 noir : 7 - 12

78100 Tirana

Cuir/**stretch**, doublure dialino, patte velcro, semelle interne amovible, semelle externe en PU



- l'hauteur au niveau des orteils est parfaitement adaptée aux semelles sur mesure mêmes épaisses
- Soulagement de la pression à l'avant-pied

● 60 noir : 40 - 47

82120 Memphis


Cuir d'**élan**, doublure dialino, pattes velcro, semelle interne amovible d'effet mémoire, semelle externe en TR



- cuir d'élan doux et adaptable

● 60 noir : 41 - 47





Chaussons

Le confort maximal à la maison

Faites-vous du bien! À la maison au quotidien, nous négligeons bien souvent nos pieds alors qu'ils nous portent tout au long de la vie. Pour en finir avec cette situation, nous vous proposons toute l'année nos chaussons qui se déclinent bien sûr en différentes largeurs pour un ajustement parfait.

- Avec des semelles de forme anatomique
ou
- avec des chaussons pouvant loger sans problème des semelles orthopédiques plus épaisses
- dans un style classique à partir de matières de qualité



Exemple de modèle ! Le dessus et les coloris peuvent varier

247XX Agnes

La semelle interne intégrée n'est pas amovible, semelle anatomique avec talon arrondi, pattes velcro, talon de 30 mm, semelle externe en PU



coloris différents : 36 - 43



Exemple de modèle ! Le dessus et les coloris peuvent varier

249XX Anna

La semelle interne intégrée n'est pas amovible, semelle anatomique avec talon arrondi, pattes velcro, talon de 30 mm, semelle externe en PU



coloris différents : 36 - 43



24445 Bella

Peluche, la semelle interne intégrée n'est pas amovible, semelle anatomique avec talon arrondi, doublure laine vierge, patte velcro, semelle externe en PU



● 03 bordeaux : 36 - 43

● 61 gris : 36 - 43

31931 Skopje



Matériau velours, doublure tricot, pattes velcro, semelle interne amovible, semelle externe en PU



● 25 marine : 36 - 42

31920 Genua Largeur H



Velours velcro, doublure éponge antibactérienne, pattes velcro, semelle interne amovible, semelle externe en PU



● 25 marine : 36 - 43

60920 Genua

CHUT : 7169191

Velours velcro, doublure éponge antibactérienne, pattes velcro, semelle interne amovible de 3 mm, semelle externe en PU



• en coloris noir et marine disponible à l'unité (60920S-60, 60920S-25)



● 25 marine : 36 - 47

● 60 noir : 36 - 48, 50

● 03 bordeaux : 36 - 43

● 61 gris : 36 - 47



69511 Richard

Tissu laine, **doublure laine vierge**, fermeture éclair, semelle externe en PVC



● 60 noir : 36 - 47



69531 Rudi

Tissu laine, **doublure laine vierge**, patte velcro, semelle externe en PVC



● 60 noir : 36 - 47



69541 Toni

Tissu laine, **doublure laine vierge**, pattes velcro, semelle externe en PVC



● 60 noir : 36 - 47

69126 Simon

Tissu laine, **doublure laine vierge**, bandes élastique, semelle externe en PVC



● 60 noir : 36 - 47

04871 Henry

matériau feutre, patte velcro, semelle réversible - un côté surface cuir, semelle externe en PU



● 60 noir : 39 - 46

● 50 brun : 39 - 46

● 25 marine : 39 - 46

04811 Luca

Cuir, doublure cuir, pattes velcro, semelle réversible - un côté surface cuir, semelle externe en PU



● 59 gris foncé : 39 - 46

26311 Como

CHUT : 7169191

Microvelours/**stretch**, patte velcro, semelle interne amovible, semelle externe en PU



• Soulagement de la pression à l'avant-pied

● 60 noir : 36 - 43

02624 Ricardo

Matériau tissé/**stretch**, doublure peluche, patte velcro, semelle interne amovible, semelle externe en caoutchouc



● 60 noir : 36 - 46

● 31 beige : 36 - 46

● 25 marine : 36 - 46

02667 Maxi

Matériau tissé/**stretch**, doublure peluche, patte velcro, semelle interne amovible, semelle externe en caoutchouc



● 60 noir : 36 - 46



Chaussures professionnelles

Notamment les personnes qui doivent se tenir debout toute la journée au service d'autrui devraient pouvoir apporter un peu plus d'attention à leurs pieds.

- Soulagement des pieds malmenés
- Confort élevé au porter grâce à une confection de qualité, dotée d'une véritable couture à la main
- Largeur confort pour une liberté de mouvement des orteils et de la pulpe plantaire

04161 Helsingborg

PU-Cuir, doublure cuir, **bride arrière réglable**, l'autre côté muni de **picots de massage**, semelle externe en PU



- idéal pour les professions de soins aux personnes ou les hôpitaux - ne convient pas pour le travail dans les cuisines professionnelles
- Pointures 35 - 42: l'autre côté muni de picots de massage
- Pointures 43 - 46: semelle amovible avec dessus en cuir

● 60 noir : 36 - 46

○ 70 blanc : 35 - 46



04301 Martha

Cuir, doublure dialino, pattes velcro, semelle interne amovible, semelle externe en PU



- idéal pour les employés de l'hôtellerie et de la restauration - ne convient pas pour le travail dans les cuisines professionnelles

● 31 beige : 36 - 42

● 60 noir : 36 - 42







Bottes

Un compagnon fiable, qu'il pleuve, vente ou neige

Le compagnon parfait de la saison maussade. Avec ces modèles, les pieds mouillés et froids font partie du passé. Il est également possible de débarrasser très facilement le microvelours des traces de sel de déneigement. Nos bottes d'hivers sont, grâce à la finition de leur membranes spéciales, hydrofuges, imperméables au vent et respirantes, et disposent par ailleurs d'inserts en TPU dont la propriété antidérapante s'est avérée bénéfique. La toison d'agneau véritable ou la laine vierge tient les pieds bien au chaud sans les faire transpirer. Voilà un produit qui assure une sensation particulièrement sûre à la marche durant la période hivernale.

- Membrane fonctionnelle Varomed hydrofuge, effet coupevent et respirant
- Doublure douillette, souple et thermorégulée en toison d'agneau ou laine vierge
- Ajustement de chaussage éprouvé



Les inserts en TPU

rendent nos bottes bien adaptées au verglas et à la neige

46311 Lene



Microvelours, **doublure laine vierge**, Varotex-membrane, pattes velcro, semelle externe PU avec inserts antidérapants en TPU



• Largeur L: 60970 Innsbruck (Page 21)

● 60 noir : 36 - 44

46313 Lisa



Microvelours, **doublure toison d'agneau**, Varotex-membrane, pattes velcro, semelle externe PU avec inserts antidérapants en TPU



● 60 noir : 36 - 44

46451 Ina



Microvelours, **doublure laine vierge**, Varotex-membrane, fermetures éclair, semelle externe PU avec inserts antidérapants en TPU



● 60 noir : 36 - 44



50335 Caroline

Microvelours/cuir, **doublure laine vierge**, Varotex-membrane, patte velcro, semelle externe PU avec inserts antidérapants en TPU



● 60 noir : 37 - 45



50511 Tamara

Microvelours, **doublure laine vierge**, Varotex-membrane, fermetures éclair, semelle externe PU avec inserts antidérapants en TPU



● 60 noir : 37 - 45



64421 Paul

Microvelours, **doublure laine vierge**, Varotex-membrane, pattes velcro, semelle externe en PU



● 60 noir : 40 - 47

Notre prestation à votre service

Allongement des brides

Vous avez besoin d'un allongement de bride pour l'adaptation personnalisée au pied ?

Si vous êtes un professionnel ou commerçant spécialisé, commandez les matériaux comme crochets et boucles directement chez nous.

Nous prenons volontiers en charge cette tâche pour vous. N'hésitez pas à nous aborder pour savoir si cela est possible, et notez aussi qu'il s'agit là d'une fabrication spéciale.*

*uniquement moyennant supplément

Patrons de semelles intérieures



Vous n'êtes pas sûr de trouver la bonne pointure ? Commandez gratuitement un lot de gabarits de première semelle pour les formes les plus courantes.

Forme 31: 60030, **Forme 58:** 60031 et **Forme 60:** 60032

Supports promotionnels

Nous mettons volontiers à votre disposition du matériel publicitaire pour votre magasin spécialisé !

Demandez nos paquets publicitaires actuels.



60011 sacs de papier

Sacs en papier avec impression du logo, également adaptés pour les bottes



60063 Varomed présentoir présentoir de carton DIN A4



60005 présentoirs « cube »

1x cube grand format 15x15 cm – photos
1x cube petit format 10x10 cm – logo

60019 logo de plexiglas

1x présentoir en forme de notre logo en plexiglas
dimensions : 12 x 2 x 15,5 cm



Stylos à bille

5 stylos à bille avec logo Varomed, couleur bleue
Disponibles uniquement en complément d'une commande.



60061 Pack promotionnel

5 présentoirs en plexiglas (format DIN A6)
et 10 impressions photo (format DIN A6)



60060 Présentoir à chaussures

Présentoir pour une chaussure, idéal pour la caisse ou la vitrine



**incluant 100
chaussettes**

60018 Boîte à chaussettes

1 boîte d'échantillons contenant environ 100 paires de chaussettes d'essai

Accessoires

Il vous faut des accessoires supplémentaires pour pouvoir adapter la chaussure aux besoins particuliers de votre pied ?

- Choisissez le produit qui vous convient parmi notre gamme de semelles intérieures, de brides de talon ou de chausse-pied.
- Afin de compléter notre gamme, nous vous proposons aussi des chaussettes et des produits d'entretien convenant spécialement aux chaussures que nous confectionnons.

les semelles amovibles ne sont disponibles que par paires et exclues du retour.



60000 Semelle interne amovible

pour les formes 58 et 60
avec revêtement Dialino
Pointures: 36 - 48, 50



60911 semelle interne amovible

pour les formes 58 et 60
en mousse de latex de 7 mm avec revêtement éponge
Pointures: 36 - 48, 50



04000 Semelle interne amovible de massage

pour la forme 04
Semelle réversible avec, d'un côté, des picots de massage, et de l'autre, une surface en cuir
Pointures: 36 - 42



31100 semelle interne amovible

pour la forme 31
avec revêtement CoolMax
Pointures: 36 - 43



58899 semelle interne amovible

pour la forme 58
en mousse de 6 mm avec revêtement éponge
Pointures: 36 - 48



58901 Brides arrières

brides arrières auto-agrippantes par deux points d'attache
pour les modèles 58900, 58906 und 58908
Pointures: I = 36 - 38, II = 39 - 41, III = 42 - 44, IV = 45 - 48
Coloris : ● 60 noir ● 25 marine



60001 Chausse-pied long

longueur confortable, stable, en plastique
Longueur: 75 cm, Coloris: gris



60024 Détergent fonctionnel



Fraîcheur agréable et pureté hygiénique

- Convient à nos chaussures marquées comme lavables
- Exempt d'agents de blanchiment, de charges et d'azurants optiques
- Lavage efficace et hygiénique de 30 degrés
- 100 % exempt de dissolvants, de fluor et de PFC
- Qualité premium allemande contrôlée

Contenu : 1 UE contient 12 pièces de 150 ml



60026 Spray d'imprégnation



protection longue durée contre l'eau, l'humidité et la saleté

- Convient aux chaussures en cuir et en matière synthétique moderne
- La respirabilité des matériaux est préservée
- Respecte les chaussures et l'environnement grâce à sa composition formule à base d'eau
- 100 % exempt de dissolvants, de fluor et de PFC
- Qualité premium allemande contrôlée

Contenu : 1 UE contient 12 pièces de 150 ml



60022 Déodorant pour chaussures



Effet de fraîcheur direct et de longue durée

- Neutralise les mauvaises odeurs, absorbe l'humidité et régule le climat des pieds
- Parfum de linge fraîchement lavé
- Formule à base d'eau qui, contrairement à certaines formules à base d'alcool ne provoque pas d'irritation de la peau en portant les chaussures.
- 100 % sans PFC
- Qualité premium allemande contrôlée

Contenu : 1 UE contient 12 pièces de 150 ml



1950 Chaussette de voyage „Vacances“



Mi-bas en coton, doux pour la peau, robustes à l'usure et respirants, souples, mais effet bienfaisant et vitalisant perceptible (env. 18mmHg)

58% coton, 26% polyamide, 16% élasthanne

Pointures: I = 36-38, II = 38-40, III = 40-42, IV = 42-44, V = 44-46, VI = 46-48

● 60 noir ● 37 vanille

Disponible uniquement par paire ni reprises ni échangées



1951 Chaussette de santé „Souple“

une chaussette douce et très adaptable en mélange de coton élastique et agréable à la peau, assurant une tenue confortable sans plis, **paquet de deux**

97% coton, 3% élasthanne - Retourner à l'envers et laver à 90° avant de les porter, résistante à l'eau bouillante



Disponible uniquement par paire ni reprises ni échangées

Pointures: I = 36-38, II = 38-40, III = 40-42, IV = 42-45, V = 46-48

● 60 noir


bord-côte sans élastique

tige et bout extrêmement extensibles

pointe remmaillée



pour plus de largeur un pied de la chaussette très extensible



1952 Chaussette de santé „Sport“

chaussette multifonctionnelle, soulageant la pression et extrêmement adaptable pour grandes largeurs de pied et de tige, pour une tenue sans plis

75% coton, 12% polypropylène, 8% polyamide, 5% élasthanne - Laver à l'envers avant de porter la chaussette.



Disponible uniquement par paire ni reprises ni échangées

Pointures: I = 35-38, II = 39-42, III = 43-45, IV = 46-48


● 60 noir

bord-côte et tige extensibles

activement efficace pour le climat en transportant l'humidité grâce à la technologie à 2 couches

zone extensible du pied pour les grandes largeurs de pied

pointe remmaillée à la face externe



Air-Comfort-rembourrage aux positions sensibles à la pression



Index par ordre de numéro d'article

article	nom	page
02624	Ricardo	64
02667	Maxi	64
04000	Semelle interne amovible de massage	71
04161	Helsingborg	65
04301	Martha	65
04325	Yvonne	47
04375	Mia	47
04811	Luca	63
04871	Henry	63
06325	Isabelle	47
06375	Maria	47
24445	Bella	60
247XX	Agnes	60
249XX	Anna	60
26311	Como	64
31100	Semelle interne amovible F31	71
31311	Strasbourg	40
31920	Genua Largeur H	61
31931	Skopje	61
32341	Palma	40
46311	Lene	68
46313	Lisa	68
46451	Ina	68
50335	Caroline	69
50511	Tamara	69
58880	Malmö	32
58880	Malmö Premium	28
58881	Stockholm	32
58882	Göteborg	31
58890	Lugano	30
58892	Genf	30
58896	Mailand	32
58899	Semelle interne amovible F58	71
58900	Ibiza	29
58901	Brides arrières	71
58902	Valetta	33
58906	Bali	29
58907	Grenoble	33
58908	Kopenhagen	29
60000	Semelle interne amovible F58/60	71
60001	Chausse-pied long	71
60022	Déodorant chaussures	72
60024	Détergent fonctionnel	72
60026	Spray d'imprégnation	72
60210	Sorrent	27
60310	Chaussure LYMPH lacets	37
60320	Sandale LYMPH	37
60321	Avant de chaussure	37
60330	Chaussure velcro LYMPH	37
60410	Roma XXL	23
60420	Dublin XXL	23
60430	Lugano XXL	30
60450	Rijeka XXL	34
60460	Meran XXL	24
60470	Hamburg XXL	34
60480	Göteborg XXL	31
60490	Genua XXL	19
60650	Genua Slipper	19
60710	Kokkola	33
60810	Tromsö	35
60811	Zürich	35
60815	Teneriffa	40
60817	Zürich Hiver	35

article	nom	page
60820	Vancouver	34
60831	Rhodos	26
60882	Florenz	26
60910	Meran	24
60910	Meran Premium	28
60911	Semelle interne amovible F58/60	71
60912	Meran Protect	24
60919	Genua Colour	18
60920	Genua	19
60920	Genua Premium	28
60922	Parma	27
60924	London	21
60925	Genua Hiver I	20
60926	Belfast	20
60928	Genua Hiver II	20
60929	London Hiver	21
60930	Garmisch	23
60960	Lindau	27
60961	München	26
60970	Innsbruck	21
64421	Paul	69
69126	Simon	63
69511	Richard	62
69531	Rudi	62
69541	Toni	62
75100	Oslo	54
75150	Brüssel	54
75500	Wien	54
76211	Maastricht	48
77272	Lausanne	42
77273	Lille	44
77351	Lyon	42
77371	Grenada	42
77701	Sevilla	45
77741	Fremont	45
78100	Tirana	57
79142	Budapest	41
79151	Tallinn	41
79281	Madrid	41
79703	Moskau	44
79721	Berlin	44
82100	Madison	49
82120	Memphis	57
87112	Kioto	43
87220	Salerno	48
87221	Trenton	43
87260	New York	48
87275	Quincy	56
87280	Ennis	43
88110	San Antonio	49
88130	Nashville	56
88170	Chico	56
88180	Houston	57
88260	New York Man	49
90112	Duisburg	52
90180	Dortmund	52
90220	Düsseldorf	53
90272	Dresden	53
90275	Deggendorf	53
1950	Chaussette de voyage „Vacances“	72
1951	Chaussette de santé „Souple“	73
1952	Chaussette de santé „Sport“	73

Index par ordre alphabétique

nom	article	page
Agnes	247XX	60
Anna	249XX	60
Avant de chaussure	60321	37
Bali	58906	29
Belfast	60926	20
Bella	24445	60
Berlin	79721	44
Brides arrières	58901	71
Brüssel	75150	54
Budapest	79142	41
Caroline	50335	69
Chausse-pied long	60001	71
Chaussette de santé „Souple“	1951	73
Chaussette de santé „Sport“	1952	73
Chaussette de voyage „Vacances“	1950	72
Chaussure LYMPH lacets	60310	37
Chaussure velcro LYMPH	60330	37
Chico	88170	56
Como	26311	64
Deggendorf	90275	53
Déodorant chaussures	60022	72
Détergent fonctionnel	60024	72
Dortmund	90180	52
Dresden	90272	53
Dublin XXL	60420	23
Duisburg	90112	52
Düsseldorf	90220	53
Ennis	87280	43
Florenz	60882	26
Fremont	77741	45
Garmisch	60930	23
Genf	58892	30
Genua	60920	19
Genua Colour	60919	18
Genua Hiver I	60925	20
Genua Hiver II	60928	20
Genua Largeur H	31920	61
Genua Premium	60920	28
Genua Slipper	60650	19
Genua XXL	60490	19
Göteborg	58882	31
Göteborg XXL	60480	31
Grenada	77351	42
Grenoble	58907	33
Hamburg XXL	60470	34
Helsingborg	04161	65
Henry	04871	63
Houston	88180	57
Ibiza	58900	29
Ina	46451	68
Innsbruck	60970	21
Isabelle	06325	47
Kioto	87112	43
Kokkola	60710	33
Kopenhagen	58908	29
Lausanne	77272	42
Lene	46311	68
Lille	77273	44
Lindau	60960	27
Lisa	46313	68
London	60924	21
London Hiver	60929	21
Luca	04811	63

nom	article	page
Lugano	58890	30
Lugano XXL	60430	30
Lyon	77351	42
Maastricht	76211	48
Madison	82100	49
Madrid	79281	41
Mailand	58896	32
Malmö	58880	32
Malmö Premium	58880	28
Maria	06375	47
Martha	04301	65
Maxi	02667	64
Memphis	82120	57
Meran	60910	24
Meran Premium	60910	28
Meran Protect	60912	24
Meran XXL	60460	24
Mia	04375	47
Moskau	79703	44
München	60961	26
Nashville	88130	56
New York	87260	48
New York Man	88260	49
Oslo	75100	54
Palma	32341	40
Parma	60922	27
Paul	64421	69
Quincy	87275	56
Rhodos	60831	26
Ricardo	02624	64
Richard	69511	62
Rijeka XXL	60450	34
Roma XXL	60410	23
Rudi	69531	62
Salerno	87220	48
San Antonio	88110	49
Sandale LYMPH	60320	37
Semelle interne amovible F31	31100	71
Semelle interne amovible F58	58899	71
Semelle interne amovible F58/60	60000	71
Semelle interne amovible F58/60	60911	71
Semelle interne amovible de massage	04000	71
Sevilla	77701	45
Simon	69126	63
Skopje	31931	61
Sorrent	60210	27
Spray d'imprégnation	60026	72
Stockholm	58881	32
Strasbourg	31311	40
Tallinn	79151	41
Tamara	50511	69
Teneriffa	60815	40
Tirana	78100	57
Toni	69541	62
Trenton	87221	43
Tromsö	60810	35
Valetta	58902	33
Vancouver	60820	34
Wien	75500	54
Yvonne	04325	47
Zürich	60811	35
Zürich Hiver	60817	35



Varomed

Das Original mit dem V



Votre numéro de client: _____

Varomed - Une marque de Florett GmbH

Fabrication de chaussures depuis 1959

Florett GmbH - Weinbergstraße 15 - 93413 Cham - Allemagne

☎ +49 9971 4872 0 ✉ info@florett.de 🌐 www.florett.de

